


SPX-23

RHINOLOGY

Access. Accuracy.
*Balance — built for
delicate nasal precision.*

Surgiplex. The Difference You Hold




www.surgiplexsrl.com

Nasal Tampon Forceps, Nasal Tampon Forceps

Nasentamponpinzetten, Nasentamponzangen
Pinzas para taponamiento, Pinzas para taponamiento
Pincès à pansements, Pincès à pansements
Pinze per medicature, Pinze per medicature

Rhinology

Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia





5,0 mm

Knight

SP23-105-17

17 cm / 6 5/8"



5,5 mm

Graig

SP23-106-16

16 cm / 6 2/5"



1/4

8,5 mm

SP23-107-01


links gebogen
left curved
curvo por izquierdo
courbé à gauche
curvo a sinistra



8,5 mm

SP23-107-02

rechts gebogen
right curved
curvo por derecho
courbé à droite
curvo a destra



1/2

Brünings

SP23-108-01

SP23-108-04

16,5 cm / 6 1/2"



1/4

6,6 mm

Fig. 1

SP23-108-01



7,6 mm

Fig. 2

SP23-108-02



8,7 mm

Fig. 3

SP23-108-03



9,6 mm


Fig. 4

SP23-108-04

Ethmoid Bone Forceps


Siebbeinzangen
Pinzas para etmoides
Pincas éthmoidales
Pinze etmoidali

Rhinology
Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia





Takahashi
SP23-109-12
SP23-110-12

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		gerade straight recto droit diritto	45° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto
	1/1		
	L	12 cm	12 cm
3,5 mm 		SP23-109-12	SP23-110-12



SP23-111-12


SP23-113-12

Maul Jaw Boca Mors Bocca		gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto	gerade straight recto droit diritto
	$\frac{1}{1}$	 Watson-Williams		 Weil
	L	12 cm	12 cm	12 cm
7,0 mm 		SP23-111-12		
8,0 mm 			SP23-112-12	
5,5 mm 				SP23-113-12

Nasal Cutting Forceps, Ethmoid Bone Forceps

Scharfe Nasenzangen, Siebbeinzangen
Pinzas nasales cortantes, Pinzas para etmoides
Pincas nasales coupantes, Pincas éthmoidales
Pinze taglienti per il naso, Pinze etmoidali


Rhinology
Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia



Weil-Blakesley
SP23-114-01
SP23-116-04

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		gerade straight recto droit diritto		
		1/1		
		L	12 cm	
Fig. 1 3,0 mm		SP23-114-01		
Fig. 2 3,5 mm		SP23-114-02		
Fig. 3 4,5 mm		SP23-114-03		
Fig. 4 5,5 mm		SP23-114-04		
Fig. 5 6,0 mm		SP23-114-05		

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		45° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto	90° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto	
		1/1		
		L	12 cm	12 cm
Fig. 1 3,0 mm		SP23-115-01	SP23-116-01	
Fig. 2 3,5 mm		SP23-115-02	SP23-116-02	
Fig. 3 4,5 mm		SP23-115-03	SP23-116-03	
Fig. 4 5,0 mm		SP23-115-04	SP23-116-04	




St. Barts
SP23-117-12
SP23-119-12

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca 3,0 mm		gerade straight recto droit diritto	30° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto	30° abgewinkelt angled downward acodado abajo angulé vers le bas angolato verso il basso
				
		 12 cm	12 cm	12 cm
		SP23-117-12	SP23-118-12	SP23-119-12

Nasal Cutting Forceps, Ethmoid Bone Forceps


Scharfe Nasenzangen, Siebbeinzangen
Pinzas nasales cortantes, Pinzas para etmoides
Pincas nasales coupantes, Pincas éthmoidales
Pinze taglienti per il naso, Pinze etmoidali

Rhinology
Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia



Struycken
SP23-120-12


Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca Fig. 1 1,0 mm	1/1	gerade straight recto droit diritto
		L 12 cm
		SP23-120-12



SP23-121-10

SP23-123-10

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	1/1	retrograd aufwärts schneidend retrograde, up cutting retrógrado, cortante en la parte superior retrograde, coupant en haut retrogrado, taglio in sù	retrograd rechts schneidend retrograde, right cutting retrógrado, cortante a la derecha retrograde, coupant à droit retrogrado, taglio destro	retrograd links schneidend retrograde, left cutting retrógrado, cortante a la izquierda retrograde, coupant à gauche retrogrado, taglio sinistro
				
2,5 mm		L 10 cm	L 10 cm	L 10 cm
		SP23-121-10	SP23-122-10	SP23-123-10



Hartmann
SP23-124-01
SP23-124-04

Schmieden
SP23-125-12

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	1/1		
	L	12 cm	12 cm
Fig. 1 Ø 5,0 mm		SP23-124-01	
Fig. 2 Ø 7,0 mm		SP23-124-02	
Fig. 3 Ø 9,0 mm		SP23-124-03	
Fig. 4 Ø 11,0 mm		SP23-124-04	
8,0 mm			SP23-125-12




durchschneidend
through-cutting
cortante
tranchante
tagliante

Middleton-Jansen
SP23-126-20
20,5 cm / 8 1/8"



Middleton-Jansen
SP23-127-20
20 cm / 7 7/8"



eine Schneide gezahnt
one toothed cutting edge
una hoja dentada
une lame dentelée
una lama dentata

Caplan
SP23-128-20
20 cm / 7 7/8"



SP23-129-20
20 cm / 7 7/8"

Septum Morselizers

Septumquetschzangen

Pinzas para aplastamiento

Pinces-gouge pour la cloison nasale

Pinze contundente per il setto nasale

Rhinology

Rhinologie

Rinología

Rhinologie

Rinologia

TC GOLD



Rubin

SP23-130-20

20 cm / 7 7/8"



Rubin

SP23-131-18

18,5 cm / 7 2/8"



Rubin

SP23-132-18

18,5 cm / 7 2/8"



Rubin

SP23-131-01

Schutzkappe

Protection Cap

Caperuza protectora

Capuchon protecteur

Calotta protettiva



SP23-131-18



Hajek


SP23-133-03

SP23-134-04

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	1/1	90° aufwärts schneidend cutting upward corte arriba tranchant vers le haut tagliante verso l'alto	90° abwärts schneidend cutting downward desmontable, corte abajo tranchant vers le bas tagliante verso il basso
		14 cm	14 cm
3,5 mm		SP23-133-03	SP23-134-03
4,0 mm		SP23-133-04	SP23-134-04


Sphenoid Bone Punches
 Keilbeinstanzen
 Pinzas sacabocadas para esfenoides
 Pincas emporte-pièces pour sinus sphénoïdal
 Pinze taglianti per seno sfenoidale

Rhinology
 Rhinologie
 Rinología
 Rhinologie
 Rinologia



Ferris-Smith-Kerrison
SP23-135-03
SP23-137-05

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	1/1	90° aufwärts schneidend cutting upward corte arriba tranchant vers le haut tagliente verso l'alto	90° abwärts schneidend cutting downward desmontable, corte abajo tranchant vers le bas tagliente verso il basso	40° abwärts schneidend cutting downward desmontable, corte abajo tranchant vers le bas tagliente verso il basso
		L 18 cm	L 18 cm	L 18 cm
3 mm		SP23-135-03	SP23-136-03	SP23-137-03
5 mm		SP23-135-05	SP23-136-05	SP23-137-05



SP23-138-02

SP23-140-04

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	gerade straight recto droit diritto	30° aufgewinkelt angled upward acodado arrib angulé vers le haut angolato verso l'alto	30° abgewinkelt angled downward acodado abajo angulé vers le bas angolato verso il basso
1/4			
L	18 cm	18 cm	18 cm
10 x 2 mm	SP23-138-02	SP23-139-02	SP23-140-02
10 x 3 mm	SP23-138-03	SP23-139-03	SP23-140-03
10 x 4 mm	SP23-138-04	SP23-139-04	SP23-140-04
10 x 5 mm	SP23-138-05		
10 x 6 mm	SP23-138-06		

Antrum Punches

Antrumstanzen
Pinzas sacabocadas para seno maxilar
Pinces emporte-pièces pour sinus maxillaire
Pinze taglianti per seno mascellare

Rhinology
Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia



Kerrison
SP23-141-03
SP23-141-06

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca	90° aufwärts schneidend cutting upward corte arriba tranchant vers le haut tagliante verso l'alto
3 x 3 mm	SP23-141-03
4 x 4 mm	SP23-141-04
5 x 5 mm	SP23-141-05
6 x 6 mm	SP23-141-06




Fig. 1
SP23-142-01





Fig. 2
SP23-142-02




Fomon
SP23-143-16
 16,5 cm / 6 $\frac{4}{8}$ "



Converse
SP23-144-16
 16 cm / 6 $\frac{2}{8}$ "



Joseph
SP23-145-15
 15,5 cm / 6 $\frac{1}{8}$ "



Cottle
SP23-146-14
 14 cm / 5 $\frac{4}{8}$ "

Septum Knives, Swivel Knives

Septummesser, Schwingmesser

Cuchillos para tabique nasal

Bistouris pour la cloison nasale

Bisturi per il setto nasale

Rhinology

Rhinologie

Rinología

Rhinologie

Rinologia



Freer
SP23-147-16

16,5 cm / 6 5/8"

Mukosamesser

Mucosa Knife

Cuchillo para mucosa

Couteau pour muqueuse

Bisturi per mucosa




Freer
SP23-148-19

19 cm / 7 5/8"



Freer
SP23-149-18

18,5 cm / 7 3/8"




3 mm

SP23-150-03



4 mm

SP23-150-04



5 mm

SP23-150-05

Ballenger

SP23-150-03

SP23-150-05

21 cm / 8 2/8"




3 mm

SP23-151-03



4 mm

SP23-151-04



5 mm


SP23-151-05

Ballenger


SP23-151-03

SP23-151-05


20,5 cm / 8 1/8"




McKenty
SP23-152-04
SP23-152-05
 15 cm / 5 ⁷/₈"



Halle
SP23-153-16
 16 cm / 6 ²/₈"




Joseph
SP23-154-16
 16,5 cm / 6 ⁴/₈"



Freer
SP23-155-19
SP23-156-19
 19 cm / 7 ⁴/₈"



Krenkel
SP23-157-24
SP23-158-24
 Gaumenraspatorium
 Cleft Palate Periosteal Raspatory
 Legra para el paladar
 Raspatoir pour palais
 Raspatore per palato




SP23-158-24
 24 cm / 9 ⁴/₈"


Septum Elevators


Septum elevatorien
Elevadores para tabique nasal
Élévateurs pour la cloison nasale
Elevatori per il setto nasale

Rhinology

Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia








Pennington
SP23-168-21
 21,5 cm / 8 1/2"




Roger
SP23-169-20
 20 cm / 7 7/8"




Joseph-Masing
SP23-170-21
 21,5 cm / 8 1/2"




Cottle
SP23-171-23
 23 cm / 9"




Masing
SP23-172-19
 19,5 cm / 7 5/8"



Cottle
SP23-173-22
 22 cm / 8 5/8"



Joseph
SP23-174-18
 18 cm / 7 1/8"




Freer

SP23-175-16

SP23-176-16


16,5 cm / 6 5/8"



Freer

SP23-177-16

16 cm / 6 2/5"




Ballenger

SP23-178-02

SP23-178-08

15 cm / 5 7/8"



Killian

SP23-179-16

16 cm / 6 2/5"

Killian-Claus

SP23-180-16


16 cm / 6 2/5"

Osteotomes

Osteotome
Osteótomos
Ostéotomes
Osteotomi

Rhinology


Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia



Cottle
SP23-181-04
SP23-181-12
18,5 cm / 7 2/8"



Cottle
SP23-182-18
18,5 cm / 7 2/8"




Cottle
SP23-183-02
SP23-183-12
18,5 cm / 7 2/8"




Cottle
SP23-184-18
18,5 cm / 7 2/8"



Cottle
SP23-185-18
18,5 cm / 7 2/8"




Cottle
SP23-186-18
18,5 cm / 7 2/8"



SP23-187-10	10 mm
SP23-187-12	12 mm
SP23-187-14	14 mm

Rubin
 SP23-187-10
 SP23-187-14
 18,5 cm / 7 2/5"




3 mm
 SP23-188-03




4,5 mm
 SP23-188-04

Walter
 SP23-188-03
 SP23-188-04
 19 cm / 7 4/5"



SP23-189-03	3 mm
SP23-189-04	4 mm
SP23-189-07	7 mm
SP23-189-09	9 mm
SP23-189-12	12 mm

Walter
 SP23-189-03
 SP23-189-12
 19 cm / 7 4/5"



SP23-190-04	4 mm
SP23-190-05	5 mm
SP23-190-06	6 mm
SP23-190-07	7 mm

Fomon
 SP23-190-04
 SP23-190-07
 16 cm / 6 2/5"

Rhinoplastic Chisels, Chisels

Nasenmeißel, Meißel

Cinceles nasales, Cinceles

Ciseaux-burins nasaux, Ciseaux-burins

Scalpelli nasali, Scalpelli

Rhinology

Rhinologie

Rinología

Rhinologie

Rinologia




1/2

Cinelli

SP23-191-10

SP23-191-16

16 cm / 6 2/8"



1/1

SP23-191-10 10 mm

SP23-191-12 12 mm

SP23-191-14 14 mm

SP23-191-16 16 mm




1/2

Neivert-Anderson

SP23-192-01

SP23-192-03


20,5 cm / 8 1/8"



1/1


7 mm

SP23-192-01



7 mm

SP23-192-02



7 mm

SP23-192-03




1/2

Silver

SP23-193-18

18 cm / 7 1/8"



1/1

5 mm




1/2

Silver

SP23-194-18

18 cm / 7 1/8"



1/1

5 mm




1/2

Silver

SP23-195-18

18 cm / 7 1/8"



1/1

5 mm




1/2


Parkes

SP23-196-16

16 cm / 6 2/8"




1/1



Joseph
SP23-197-17
17 cm / 6 5/8"

Joseph
SP23-198-17
17 cm / 6 5/8"



Joseph
SP23-199-01
SP23-199-03
19 cm / 7 5/8"

Cartilage Crusher

Knorpelquetsche
Machacadora
Pincès-gouge à cartilage
Torchio per cartilagine

Rhinology

Rhinologie
Rinología
Rhinologie
Rinologia



Cottle

SP23-200-12

12 cm / 4 5/8"

Griff
Handle
Mango
Manche
Manico



SP23-200-01



Cottle

SP23-200-01

Führungshilfe für Osteotomie
Guide Support for osteotomies
Soporte de guía para osteótomos
Support conducteur pour ostéotomes
Supporto di guida per osteotomi

7 mm breit
7 mm wide
7 mm de ancho
largeur 7 mm
larghezza 7 mm




Cottle

SP23-201-00

Knorpelquetsche
Cartilage Crusher
Machacadora
Pincès-gouge à cartilage
Torchio per cartilagine
65 x 30 x 30 mm




1/2



1/1

SP23-202-01

auf Zug schneidend
 drawing cut
 cortante a tracción
 tranchante à traction
 tagliente a trazione
 34 x 7 mm



SP23-202-02

auf Stoss schneidend
 pushing cut
 cortante a empuje
 tranchante à impact
 tagliente a urto
 34 x 7 mm

Maltz


SP23-202-01

SP23-202-02

17 cm / 6 5/8"



1/2



1/1

60 x 8 mm


Joseph

SP23-203-16

16 cm / 6 2/8"



1/2



1/1

auf Zug schneidend
 drawing cut
 cortante a tracción
 tranchante à traction
 tagliente a trazione
 34 x 8 mm

Cottle

SP23-204-21

21 cm / 8 2/8"

Glabella Rasps, Nasal Rasps

Glabbellaraspeln, Nasenraspeln

Escofinas para glabella, Escofinas nasales

Râpes pour la glabellle, Râpes nasales

Raspe per glabella, Raspe nasali

Rhinology

Rhinologie

Rinología

Rhinologie

Rinologia




1/1

32 x 9 mm

SP23-205-01

auf Stoss schneidend
pushing cut
cortante a empuje
tranchante à impact
tagliente a urto



32 x 9 mm

SP23-205-02

auf Zug schneidend
drawing cut
cortante a tracción
tranchante à traction
tagliente a trazione

1/1

15 x 8 mm

SP23-206-01

auf Stoss schneidend
pushing cut
cortante a empuje
tranchante à impact
tagliente a urto

1/1

15 x 8 mm

SP23-206-02

auf Zug schneidend
drawing cut
cortante a tracción
tranchante à traction
tagliente a trazione

1/2

Aufricht

SP23-205-01

SP23-205-02


21 cm / 8 2/5"

Lewis

SP23-206-01

SP23-206-02

19 cm / 7 4/5"



1/2

7,0 mm

Fomon

SP23-207-21

20,5 cm / 8 1/8"

TC GOLD




Fig. 1
SP23-208-01




Fig. 2
SP23-208-02



Fig. 3
SP23-208-03




Fig. 4
SP23-208-04



Fig. 5
SP23-208-05




Fig. 6
SP23-208-06




Fig. 7
SP23-208-07




Fig. 8
SP23-208-08




Fig. 9
SP23-208-09






Fig. 10
SP23-208-10

7,0 mm
Maltz
SP23-208-01
SP23-208-10
21 cm / 8 2/8"

TC GOLD



Fomon
SP23-209-01
SP23-209-06
 20,5 cm / 8 1/8"



Joseph
SP23-210-15

15,5 cm / 6 1/8"


Schleimhauthäkchen, scharf
Mucosa Hooklet, sharp
Ganchito para mucosa, agudo
Crochet pour la muqueuse, pointu
Uncino per mucosa, acuto



Cottle
SP23-211-01
SP23-211-02

17 cm / 6 1/8"


scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



Cottle
SP23-212-01
SP23-212-03


14,5 cm / 5 9/16"

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto



SP23-212-02

Fig. 2



SP23-212-03

Fig. 3



Lange
SP23-213-23

23 cm / 9"


Nasenflügelhäkchen, Knopfende
Alar Hooklet, button end
Ganchito para alas de nariza, botonado
Crochet pour les ailes du nez, boutonné
Uncino per le pinne nasali, con fine a bottone



Fomon
SP23-214-17

17 cm / 6 5/8"

Nasenflügelhäkchen, Knopfende
Alar Hooklet, button end
Ganchito para alas de nariza, botonado
Crochet pour les ailes du nez, boutonné
Uncino per le pinne nasali, con fine a bottone



Aufricht
SP23-215-19

19 cm / 7 4/8"

Nasenhaken
Nasal Retractors
Separadores nasales
Ecarteurs nasaux
Divaricatori nasali

Alar Hooklets, Mucosa Hooklet

Nasenflügelhäkchen, Schleimhauthäkchen
 Ganchitos para alas de nariz, Ganchito para mucosa
 Crochets pour les ailes du nez, Crochet pour la muqueuse
 Uncini per le pinne nasali, Uncino per mucosa

Rhinology

Rhinologie
 Rinología
 Rinologie
 Rinologia



1/2

Kilner

SP23-216-08

8 cm / 3 1/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto




1/2

Converse

SP23-217-10

10,5 cm / 4 1/8"

Nasenhaken
 Nasal Retractors
 Separadores nasales
 Ecarteurs nasaux
 Divaricatori nasali



1/1



1/2

Converse

SP23-218-11

11,5 cm / 4 5/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto



1/2

Freer

SP23-219-15

15 cm / 5 7/8"

scharf
 sharp
 agudo
 pointu
 acuto




1/2

Joseph

SP23-220-02


SP23-220-10

16 cm / 6 1/8"




2 mm

SP23-220-02




7 mm

SP23-220-07




5 mm

SP23-220-05



10 mm

SP23-220-10



1/2

Fomon

SP23-221-16

16 cm / 6 2/8"

geknöpft
 button ended
 abotonado
 boutonné
 a bottone



Cottle-Neivert
SP23-222-19
19,5 cm / 7 5/8"



Cottle
SP23-223-01
SP23-223-03
14,5 cm / 5 5/8"



SP23-223-01

scharf
sharp
agudo
pointu
acuto




SP23-223-02

stumpf/scharf
blunt/sharp
romo/agudo
mousse/aiguë
smusso/acuto




SP23-223-03

scharf/stumpf
sharp/blunt
agudo/romo
aiguë/mousse
acuto/smusse



7,8 mm
Cottle
SP23-224-14
14 cm / 5 4/8"



13,7 mm
Neivert
SP23-225-17
17 cm / 6 5/8"



12,5 mm
Cottle
SP23-226-14
14 cm / 5 4/8"

Sattelhäkchen
Saddle Hook
Separador en forma de silla
Elevateur sous forme de selle
Elevatori in forma di sella



13,0 mm
Cottle
SP23-227-16
16 cm / 6 2/8"



Aufrecht
SP23-228-12
12 cm / 4 5/8"
stumpf
blunt
romo
mousse
smusso

Blätter
blades
hojas
lames
lame
60 x 6,5 mm

Septum Forceps, Septum Straightening Forceps

Septumzangen, Septumrichtzangen

Pinzas para tabique nasal, Pinzas para enderezar el tabique nasal

Pinces pour la cloison nasale, Pinces pour le redressement de la cloison nasale

Pinze per il setto nasale, Pinze per raddizzare il setto nasale

Rhinology

Rhinologie

Rinología

Rhinologie

Rinologia

1/1



SP23-230-01

gerade
straight
recta
droite
diritta



SP23-230-02

links
left
izquierdo
gauche
sinistra



SP23-230-03

rechts
right
derecho
droit
destra



1/2

Kressner

SP23-229-22

22 cm / 8 5/8"



1/2

Cottle-Walsham

SP23-230-01

SP23-230-03

23 cm / 9"




1/2


Asch

SP23-231-22


22,5 cm / 8 7/8"

1/1






Ogura
SP23-232-11
11 cm / 4 3/8"



Cottle
SP23-233-14
14 cm / 5 4/8"
mit Zähnchen
with teeth
con dientes
avec dents
con denti








Cottle
SP23-234-11
11 cm / 4 3/8"
Columellapinzette
Columella Forceps
Pinza para columela
Pince à columella
Pinza per columella



Faulkner
SP23-235-21
21 cm / 8 3/8"



Coakley
SP23-236-01
SP23-236-06
17 cm / 6 5/8"



Adenoid Curettes, Suction Raspatory, Frontal Sinus Dilators

Ringmesser, Saugraspatorium, Sinus-Dilatatoren

Cuchillos para adenoides, Legra de succión, Dilatadores para el seno

Couteaux à végétations adénoïdales, Rugine-raspatoire à succion, Dilatateurs pour le sinus frontal

Coltelli per vegetazioni adenoidee, Raspatorio con aspiratore, Dilatatori per il seno frontale

Rhinology

Rhinologie

Rinología

Rhinologie

Rinologia





Fig. 1	SP23-237-01	13 mm
Fig. 2	SP23-237-02	15 mm
Fig. 3	SP23-237-03	17 mm
Fig. 4	SP23-237-04	19 mm
Fig. 5	SP23-237-05	21 mm
Fig. 6	SP23-237-06	23 mm



Fig. 1	SP23-238-01	13 mm
Fig. 2	SP23-238-02	15 mm
Fig. 3	SP23-238-03	17 mm
Fig. 4	SP23-238-04	19 mm
Fig. 5	SP23-238-05	21 mm
Fig. 6	SP23-238-06	23 mm

Beckmann
SP23-237-01
SP23-237-06
22 cm / 8 5/8"

Beckmann
SP23-238-01
SP23-238-06
21,5 cm / 8 5/8"




SP23-239-01 **SP23-239-02**


Eicken-Killian
SP23-239-01
SP23-239-02

14 cm / 5 5/8"


Spülkanüle, mit Luer-Lock
Irrigation Cannula, with Luer-Lock
Sonda irrigadora para seno maxilar, con Luer-Lock
Canule à irrigation, avec Luer-Lock
Cannula per lavaggio, con Luer-Lock



SP23-240-90-98
Obturator
Obturador
Mandrill
Obturateur
Mandrino



Guilen
SP23-240-19
19 cm / 7 5/8"



Ritter-Halle
SP23-241-30
SP23-241-40
14,5 cm / 5 5/8"