

SPX-08

SUCTION TUBES

Flow. Clarity.
*Efficiency — ensuring a
clear surgical field.*

Surgiplex. *The Difference You Hold*



www.surgiplexsrl.com



Trocars
 Trokare
 Trócares
 Trocars
 Trequarti

Trocars, Suction Tubes, Cannulas
 Trokare, Sauger, Kanülen
 Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
 Trocars, Tubes d'aspiration, Canules
 Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Ø 1,7 / 3,0 / 4,5 / 6,0 mm

Universal

SP08-100-14

14 cm / 5 4/8"

mit 4 Trokaransätzen
 with 4 trocar tips
 con 4 puntas de trocar
 avec 4 embouts de trocars
 con 4 punte di trequarti




1/2

Nelson

SP08-101-07

SP08-101-11



1/1

Ø 7,5 mm

Fig. 1

SP08-101-07

21 cm / 8 2/8"




Ø 9,5 mm

Fig. 2

SP08-101-09

21 cm / 8 2/8"



Ø 11 mm

Fig. 3

SP08-101-11

21 cm / 8 2/8"



SP08-102-33
SP08-103-50

pädiatrische Sauger, mit perforierter Schraubspitze
 pediatric suction tubes, with perforated screw tip
 tubos de aspiración para niños, con punta perforada y roscada
 tubes d'aspiration pour enfants, avec pointe perforée et filetée
 tubi di aspirazione pediatrici, con punta perforata e filetta

SP08-102-33	45°	18 cm / 7 1/8"	Ø 3,3 mm
SP08-102-50			Ø 5,0 mm
SP08-103-33	90°	16 cm / 6 2/8"	Ø 3,3 mm
SP08-103-50			Ø 5,0 mm

SP08-104-33
SP08-106-50

pädiatrische Sauger
 pediatric suction tubes
 tubos de aspiración para niños
 tubes d'aspiration pour enfants
 tubi di aspirazione

SP08-104-33	45°	21 cm / 8 2/8"	Ø 3,3 mm
SP08-104-50			Ø 5,0 mm
SP08-105-33	60°	18 cm / 7 1/8"	Ø 3,3 mm
SP08-105-50			Ø 5,0 mm
SP08-106-33	90°	15 cm / 5 7/8"	Ø 3,3 mm
SP08-106-50			Ø 5,0 mm

Suction Tubes

Sauger
Tubos de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi d'aspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



Ø 6 mm

SP08-107-39

39 cm / 15 ²/₈"

MIC-Sauger mit Saugunterbrecher

MIS Suction cannulas with suction stop

Cánulas de aspiración CMI con interrupción de succión

Canules d'aspiration CMI avec interruption de l'aspiration

Cannule di aspirazione CMI con arresto aspirazione



Ø 4 mm

Adson

SP08-108-20

20 cm / 7 ⁷/₈"



Ø 3,3 mm

Frazier

SP08-109-24

24 cm / 9 ⁴/₈"



1/2

Frazier
SP08-110-20
SP08-110-50

19,5 cm / 7 5/8"

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-110-20	130 mm	Ø 2,0 mm
SP08-110-23	130 mm	Ø 2,3 mm
SP08-110-27	130 mm	Ø 2,7 mm
SP08-110-30	130 mm	Ø 3,0 mm
SP08-110-33	130 mm	Ø 3,3 mm
SP08-110-36	130 mm	Ø 3,6 mm
SP08-110-40	130 mm	Ø 4,0 mm
SP08-110-50	130 mm	Ø 5,0 mm



1/2

Fergusson
SP08-111-15
SP08-111-50

18 cm / 7 1/8"

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-111-15	110 mm	Ø 1,5 mm
SP08-111-20	110 mm	Ø 2,0 mm
SP08-111-25	110 mm	Ø 2,5 mm
SP08-111-30	110 mm	Ø 3,0 mm
SP08-111-40	110 mm	Ø 4,0 mm
SP08-111-50	110 mm	Ø 5,0 mm

Suction Cannulas
Saugrohre
Tubos de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi d'aspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas
Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Poppen
SP08-112-20
SP08-112-40
18 cm / 7 1/8"

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-112-20	90 mm	Ø 2,0 mm
SP08-112-26	90 mm	Ø 2,6 mm
SP08-112-33	90 mm	Ø 3,3 mm
SP08-112-40	90 mm	Ø 4,0 mm



1/2

Zoellner
SP08-113-00



1/2

Ø 2,3 mm

Wullstein
SP08-114-00

14 cm / 5 4/8"

komplett mit Griff und drei Aufsätzen
complete, with handle and 3 tips
completo, con mango y 3 puntas
complet, avec manche et 3 pointes
completo, con manico e 3 punte



1/1

SP08-114-04	Ø 0,4 mm
SP08-114-06	Ø 0,6 mm
SP08-114-08	Ø 0,8 mm

SP08-114-04
SP08-114-08

4,5 cm / 1 9/16"

Mikro-Saugkanüle
Micro suction cannula
Micro-tubo de aspiración
Micro-tube d'aspiration
Micro-tubo di aspirazione

➔ **SP08-114-00**



1/2

Ø 2,5 mm

Wullstein
SP08-114-01

14 cm / 5 4/8"

Handgriff mit Rohr, allein
Handle with tube, only
Mango con tubo, solo
Manche avec tube, seul
Manico con tubo, solo



1/2

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-115-10	75 mm	Ø 1,0 mm
SP08-115-15	75 mm	Ø 1,5 mm
SP08-115-20	75 mm	Ø 2,0 mm

Baron-Schuknecht
SP08-115-10
SP08-115-20

mit Unterbrecher
with finger cut-off
con placa interruptor
avec plaque interrupteur
con placa interruttore

Suction Tubes

Saugrohre
Tubos de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi d'aspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



Luer

SP08-116-30
SP08-116-45

konisch
conical
cónico
conique
conico



Ø 3,0 mm
SP08-116-30
16,5 cm / 6 4/8"
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
110 mm



Ø 3,5 mm
SP08-116-35
16,5 cm / 6 4/8"
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
110 mm



Ø 4,5 mm
SP08-116-45
18 cm / 7 4/8"
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
130 mm



SP08-117-01

Saughandgriff für Tonsillenkanüle
Suction handle for tonsil cannula

Mango de aspiración para
cánula para amígdalas

Poignée d'aspiration pour
aiguille pour amygdales

Impugnatura di aspirazione
per cannula per tonsille



SP08-156-20
SP08-157-20
SP08-158-20



1/2

Ø 3,2 mm

Landolt

SP08-118-25

25 cm / 9 7/8"

Sauger für Hypophyse

Suction tube for pituitary

Aspirador para pituitaria

Tube d'aspiration pour hypophyse

Tubo di aspirazione per ipofisi



1/2

Cerullo

SP08-119-00

Saugventil

Suction valve

Válvula de aspiración

Vanne d'aspiration

Valvola di aspirazione



1/2

Yasargil

SP08-120-15

SP08-120-35

17 cm / 6 5/8"

Arbeitslänge

working length

largo útil

longueur utile

lunghezza utile

150 mm

SP08-120-15	Ø 1,5 mm
SP08-120-20	Ø 2,0 mm
SP08-120-25	Ø 2,5 mm
SP08-120-35	Ø 3,5 mm

Suction Tubes

Saugrohre
Tubos de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi d'aspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Ø 8,0 mm
Baby-Yankauer
SP08-121-21
21 cm / 8 2/8"



1/2

Ø 9,4 mm
Yankauer
SP08-122-31
31 cm / 12 2/8"
komplett, mit Saugspitze
und Schlaucholive
complete, with suction tip
and connector
completo, con punta di succion
et raccord
complet, avec pointe de succion
et raccord
completi, con punte d'aspirazione
e raccordo



1/2

Ø 4,0 mm
De Bakey-Adson
SP08-123-16 = 16 cm / 6 2/8"
SP08-123-20 = 20 cm / 7 7/8"



1/2

Ø 9,0 mm
De Bakey-Adson
SP08-124-28
28 cm / 6 2/8"



1/2

Yankauer
SP08-125-00

31 cm / 12 2/8"

komplett, mit Griff, 4 Saugrohren Fig. 0/1/2/3, Saugspitze und Schlaucholive

complete, with handle, 4 tubes fig. 0/1/2/3, suction tip and tube connector

completo, con mango, 4 tubos, fig. 0/1/2/3, punta de succión y conector para tubos

complet, avec manche, 4 tubes, fig. 0/1/2/3, pointe de succion et raccord ou tubes

completi, con manico, 4 tubi, fig. 0/1/2/3, punta per aspirazione e raccordo per tubi



1/2

Ø 2,5 mm

Fig. 0

SP08-125-10

10 cm / 3 7/8"



Ø 3,4 mm

Fig. 1

SP08-125-11

10 cm / 3 7/8"



Ø 4,3 mm

Fig. 2

SP08-125-12

10 cm / 3 7/8"



Ø 6,0 mm

Fig. 3

SP08-125-13

13,5 cm / 5 3/8"



1/2

SP08-125-00

Set bestehend aus:

Set consisting of:

Juego formado por:

Set composé de:

Set composto da:

SP08-125-01

SP08-125-02

SP08-125-10

SP08-125-11

SP08-125-12

SP08-125-13

SP08-125-15

SP08-125-01

15 cm / 5 7/8"

Handgriff

Handle

Mango

Manche

Manico



1/2

SP08-125-02

2,5 cm / 1"

Schlaucholive

Olive

Oliva

Olive

Oliva



1/2

9,9 mm

SP08-125-15

Saugspitze

suction tip

punta de succión

pointe de succion

punta per aspirazione

Suction Tubes

Saugrohre

Tubos de aspiración

Tubes d'aspiration

Tubi daspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen

Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas

Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules

Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Baby-Poole

SP08-126-19

19 cm / 7 4/8"

Ø 6 mm



1/2

Baby-Poole

SP08-127-19

19 cm / 7 4/8"

Ø 6 mm



1/2

Poole

SP08-128-24

24 cm / 9 4/8"

Ø 10 mm



1/2

Poole

SP08-129-25

25 cm / 9 7/8"

Ø 8 mm



House

SP08-130-09
SP08-130-15

17 cm / 6 ⁵/₈"

Saugrohr
Suction tube
Tubo de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi di aspirazione

	Saugrohr Suction tube Tubo de aspiración Tubes d'aspiration Tubi di aspirazione	Spülrrohr Irrigation tube Tubo de irrigación Tubes d'irrigation Tubi d'irrigazione
SP08-130-09	Ø 0,9 mm	Ø 0,7 mm
SP08-130-12	Ø 1,2 mm	Ø 0,9 mm
SP08-130-15	Ø 1,5 mm	Ø 1,2 mm



House

SP08-131-04

4,5 cm / 1 ⁵/₈"

Saugadapter
Suction adapter
Adaptador de aspiración
Adaptateur d'aspiration
Adattatore di aspirazione

Suction Tubes

Saugrohre
Tubos de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi d'aspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



Cooley
SP08-132-36
36 cm / 14 1/8"
Ø 8 mm



Cooley
SP08-133-31
31 cm / 12 2/8"
Ø 10 mm
mit perforierter Schraubspitze
with perforated screw tip
con punta perforada y roscada
avec pointe perforée et filetée
con punta perforata e filetta



Cooley
SP08-134-31
31 cm / 12 2/8"
Ø 7 mm
mit perforierter Schraubspitze
with perforated screw tip
con punta perforada y roscada
avec pointe perforée et filetée
con punta perforata e filetta



Cooley
SP08-135-36
36 cm / 14 1/8"
Ø 8 mm
mit perforierter Schraubspitze
with perforated screw tip
con punta perforada y roscada
avec pointe perforée et filetée
con punta perforata e filetta



1/2

SP08-136-28

28 cm / 11"

Ø 6 mm

mit perforierter Schraubspitze
with perforated screw tip
con punta perforada y roscada
avec pointe perforée et filetée
con punta perforata e filetta



1/2

SP08-137-30

30 cm / 11 5/8"

Ø 6 mm

mit perforierter Schraubspitze
with perforated screw tip
con punta perforada y roscada
avec pointe perforée et filetée
con punta perforata e filetta

Suction Tubes

Saugrohre
Tubos de aspiración
Tubes d'aspiration
Tubi d'aspirazione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

Nuboer

SP08-138-21

21 cm / 8 2/8"

Ø 6 mm

runde Öffnung
round opening
abertura redonda
ouverture ronde
apertura rotonda



1/2

Nuboer

SP08-139-21

21 cm / 8 2/8"

Ø 6 mm

ovale Öffnung
oval opening
abertura ovalada
ouverture ovale
apertura ovale



1/2

Jamieson

SP08-140-05

SP08-140-15

27 cm / 10 6/8"

SP08-140-05	Ø 0,5 mm
SP08-140-10	Ø 1,0 mm
SP08-140-15	Ø 1,5 mm



1/2

Jamieson

SP08-141-05

SP08-141-10

27 cm / 10 6/8"

SP08-141-05	Ø 0,5 mm
SP08-141-10	Ø 1,0 mm

	1/1 SP08-142-15 9 cm / 3 4/8" Ø 1,5 mm	1/1 SP08-142-20 9 cm / 3 4/8" Ø 2,0 mm	
	1/1 SP08-142-25 9 cm / 3 4/8" Ø 2,5 mm	1/1 SP08-142-35 9 cm / 3 4/8" Ø 3,5 mm	
Spitze seitlich perforiert tip laterally perforated punta perforada lateralmente pointe côté perforée punta con perforazione laterale			
1/2 Coupland SP08-142-17 17 cm / 6 5/8" Handgriff mit Schlauchansatz Handle with connector Mango con conexión para tubos Manche avec connection pour tubes Manico con raccordo per tubi	1/2 Byrd SP08-143-30 SP08-143-43 21,5 cm / 8 4/8"	1/1 SP08-143-30 Ø 3,0 mm 1/1 SP08-143-35 Ø 3,5 mm 1/1 SP08-143-43 Ø 4,3 mm	1/2 Cogswell SP08-144-24 24,5 cm / 9 5/8" Ø 3,8 mm mit Unterbrecher with finger cut-off con placa desconectadona avec plaque interrupteur con placa interruttore

Guide Needles

Führungsnadeln
Agujas de guía
Aiguilles d'introduction
Aghi conduttori

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



SP08-145-08	8 CH
SP08-145-10	10 CH
SP08-145-12	12 CH
SP08-145-14	14 CH
SP08-145-16	16 CH
SP08-145-18	18 CH

Redon

SP08-145-08
SP08-145-18

19,5 cm / 7 5/8"
mit Schraubgewinde
threaded end
roscada
filetée
con filetto



SP08-146-08	8 CH
SP08-146-10	10 CH
SP08-146-12	12 CH
SP08-146-14	14 CH
SP08-146-16	16 CH
SP08-146-18	18 CH

Redon

SP08-146-18
SP08-146-18

14 cm / 5 4/8"
mit Schraubgewinde
threaded end
roscada
filetée
con filetto



1/2



1/1

SP08-147-08	8 CH
SP08-147-10	10 CH
SP08-147-12	12 CH
SP08-147-14	14 CH
SP08-147-16	16 CH
SP08-147-18	18 CH


Redon

SP08-147-08
SP08-147-18

19,5 cm / 7 5/8"
mit Schraubgewinde
threaded end
roscada
filetée
con filetto



1/2



1/1

SP08-148-08	8 CH
SP08-148-10	10 CH
SP08-148-12	12 CH
SP08-148-14	14 CH
SP08-148-16	16 CH
SP08-148-18	18 CH

Redon

SP08-148-08
SP08-148-18

19,5 cm / 7 5/8"
mit Schraubgewinde
threaded end
roscada
filetée
con filetto

Hypodermic Needles

Injektionskanülen
Agujas hipodérmicas
Aiguilles hypodermiques
Cannule per iniezione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

SP08-149-00

Pudendus-Anästhesiekanüle
Pudendus Anaesthesia Needle
Cánula para anestesia transvaginal
Canule pour anesthésie transvaginale
Cannula per anestesia trasvaginale

komplett mit Nadel
complete with needle
completo con aguja
complet avec aiguille
completa con ago

SP08-149-01

Nadel
Cannula
Cánula
Canule
Cannula

Ø 1,00 x 185 mm

SP08-149-00

SP08-149-01

18 cm / 7"

Luer-Lock Ansatz
Luer Lock connection
conexión Luer-Lock
raccord Luer-Lock
raccordo Luer-Lock



1/2

SP08-150-12

SP08-150-15

Venenkanülen
Vein Cannulas
Cánulas para venas
Canules veineuses
Cannule per vene

SP08-150-12	1,2 x 80 mm
SP08-150-15	1,5 x 80 mm



1/2

SP08-151-20

SP08-151-29

Heparinnadel, Luer-Lock-Ansatz
Heparin Flushing Needle, Luer Lock connection
Aguja para heparin, conexión Luer-Lock
Aiguille pour héparine, raccord Luer-Lock
Ago per eparina, raccordo Luer-Lock

SP08-151-20	2,0 x 45 mm
SP08-151-30	3,0 x 45 mm
SP08-151-37	3,7 x 55 mm
SP08-151-50	5,0 x 60 mm
SP08-151-29	2,9 x 65 mm



	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-152-12	76 mm	Ø 1,2 mm
SP08-152-14	76 mm	Ø 1,4 mm
SP08-152-16	76 mm	Ø 1,6 mm

mit Spezialspitze, Luer-Lock Ansatz
 with special tip, Luer-Lock connection
 con punta especial, conexión Luer-Lock
 avec pointe spéciale, raccord Luer-Lock
 con punta speciale, raccordo Luer-Lock

Tuohy

SP08-152-12
SP08-152-16

Lumbalpunktionskanüle
 Lumbar Puncture Needle
 Aguja para punción lumbar
 Aiguille pour ponction lombaire
 Cannula per puntura lumbale




Verhoeven

SP08-153-10

10 cm / 3 7/8"

Ø 1,5 mm

Saugkanüle
 Suction cannula
 Cánula de aspiración
 Canule d'aspiration
 Cannula di aspirazione



1/1

abgesetzte Spitze
 tapered tip
 punta reducida
 pointe de reduction
 punta ridotta
 Ø 0,65 mm

SP08-154-10

Luer-Lock Ansatz
 Luer Lock connection
 conexión Luer-Lock
 raccord Luer-Lock
 raccordo Luer-Lock



abgesetzte Spitze
 tapered tip
 punta reducida
 pointe de reduction
 punta ridotta
 Ø 0,80 mm

SP08-155-15

Luer-Lock Ansatz
 Luer Lock connection
 conexión Luer-Lock
 raccord Luer-Lock
 raccordo Luer-Lock



abgesetzte Spitze
 tapered tip
 punta reducida
 pointe de reduction
 punta ridotta
 Ø 0,65 mm

SP08-156-20

Tonsillenkanüle, Luer-Lock-Ansatz
 Tonsil cannula, Luer Lock connection
 Cánula para amígdalas, conexión Luer-Lock
 Aiguille pour amygdales, raccord Luer-Lock
 Cannula per tonsille, raccordo Luer-Lock



SP08-157-20 Ø 1,0 mm

SP08-158-20 Ø 1,3 mm

SP08-157-20

SP08-158-20

Tonsillenkanüle, gewinkelt
 Tonsil cannula, angled
 Cánula para amígdalas, acodada
 Aiguille pour amygdales, angulée
 Cannula per tonsille, angolata

Suction Cannulas, Hypodermic Needles
Saugkanülen, Injektionskanülen
Cánulas de aspiración, Aguja hipodérmica
Canules d'aspiration, Aiguilles hypodermiques
Cannule di aspirazione, Cannule per iniezione

Trocars, Suction Tubes, Cannulas
Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



SP08-159-15	Ø 1,5 mm
SP08-159-20	Ø 2,0 mm
SP08-159-25	Ø 2,5 mm
SP08-159-30	Ø 3,0 mm

Plester
SP08-159-15
SP08-159-20
19,5 cm / 7 5/8"
Saugkanüle
Suction cannula
Cánula de aspiración
Canule d'aspiration
Cannula di aspirazione



SP08-160-15	Ø 1,5 mm
SP08-160-20	Ø 2,0 mm

SP08-160-15
SP08-160-20
16 cm / 6 2/8"
Saugkanüle, biegsam
Suction cannula, malleable
Cánula de aspiración, maleable
Canule d'aspiration, malléable
Cannula di aspirazione, malleabile



Ø 2,0 mm
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
100 mm

Luer-Lock Ansatz
Luer-Lock connection
conexión Luer-Lock
raccord Luer-Lock
raccordo Luer-Lock

Verres
SP08-161-20

Insufflationskanüle
Insufflation Cannula
Cánula para insuflación
Canule pour insufflation
Cannula per insufflazione



Ø 2,0 mm
Arbeitslänge
working length
largo útil
longueur utile
lunghezza utile
120 mm

Luer-Lock Ansatz
Luer-Lock connection
conexión Luer-Lock
raccord Luer-Lock
raccordo Luer-Lock

Verres
SP08-162-20


Insufflationskanüle
Insufflation Cannula
Cánula para insuflación
Canule pour insufflation
Cannula per insufflazione



SP08-163-15	Ø 1,5 mm
SP08-163-20	Ø 2,0 mm
SP08-163-25	Ø 2,5 mm
SP08-163-30	Ø 3,0 mm
SP08-163-40	Ø 4,0 mm

Vollmar
SP08-163-15
SP08-163-40

6 cm / 2 3/8"
Luer-Lock Ansatz
Luer-Lock connection
conexión Luer-Lock
raccord Luer-Lock
raccordo Luer-Lock


Schmid

SP08-164-03
SP08-164-06

15 cm / 5 7/8"


biegsam, Luer-Lock Ansatz
malleable, Luer-Lock connection
maleable, conexión Luer-Lock
malléable, raccord Luer-Lock
malleabili, raccordo Luer-Lock

Mock

SP08-165-06

6,5 cm / 2 1/8"

Heparinnadel, Luer-Lock Ansatz
Heparin Flushing Needle, Luer Lock connection
Aguja para heparin, conexión Luer-Lock
Aiguille pour héparine, raccord Luer-Lock
Ago per eparina, raccordo Luer-Lock



	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-166-10	35 mm	Ø 1,0 mm
SP08-166-15	70 mm	Ø 1,0 mm
SP08-166-20	70 mm	Ø 1,2 mm
SP08-166-25	100 mm	Ø 1,2 mm
SP08-166-30	70 mm	Ø 1,4 mm
SP08-166-35	100 mm	Ø 1,4 mm
SP08-166-40	70 mm	Ø 1,6 mm
SP08-166-50	100 mm	Ø 1,8 mm

Menghini

SP08-166-10
SP08-166-50

für Leberblindpunktion, mit Stoppsonde
for liver blind puncture, with stopping probe
para punción ciega del hígado, con aguja limitadora
pour ponction aveugle du foie, avec clou d'arrêt
per puntatura con ago limitatore


Menghini

SP08-167-18

für gezielte Leberpunktion
for controlled liver blind puncture
para punción controlada del hígado
pour ponction contrôlée du foie
per puntatura controllata del fegato

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
SP08-167-18	168 mm	Ø 1,8 mm

Connecting Pieces

Verbindungsstücke, Hähne
Piezas de conexión
Raccords
Raccordi

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

SP08-168-00

Zwischenstück
Connector
Conector
Raccord
Raccordo

LL = weiblich, RC = männlich
LL = female, RC = male
LL = hembra, RC = macho
LL = femelle, RC = mâle
LL = femminile, RC = maschile



1/2

SP08-169-00

Zwischenstück
Connector
Conector
Raccord
Raccordo

RC = weiblich, Luer = männlich
RC = female, Luer = male
RC = hembra, Luer = macho
RC = femelle, Luer = mâle
RC = femminile, Luer = maschile



1/2

SP08-170-00

Schlauchverbinder
Connector
Conector
Raccord
Raccordo

LL = männlich
LL = male
LL = macho
LL = mâle
LL = maschile



1/2

SP08-171-00

Schlauchverbinder
Connector
Conector
Raccord
Raccordo

LL = weiblich
LL = female
LL = hembra
LL = femelle
LL = femminile



1/2

SP08-172-01	Ø 2,5 / 4,0 mm
SP08-172-02	Ø 2,5 / 6,5 mm
SP08-172-03	Ø 3,0 / 9,0 mm

SP08-172-01 SP08-172-03

Katheteransatz, konisch
Catheter Fitting, conical
Adaptador para catéteres, cónico
Adaptateur pour cathéters, conique
Adattatore per cateteri, conico

Luer-Lock Ansatz = weiblich
Luer-Lock connection = female
conexión Luer-Lock = hembra
raccord Luer-Lock = femelle
raccordo Luer-Lock = femminile



1/2

SP08-173-00

Harnröhrenolive
Urethral Olive
Oliva uretral
Olive uréthrale
Oliva uretrale

LL = weiblich
LL = female
LL = hembra
LL = femelle
LL = femminile



1/2

SP08-174-00

Durchflußhahn
Stopcock
Llave
Robinnet
Rubinetto

LL = weiblich/männlich
LL = female/male
LL = hembra/macho
LL = femelle/mâle
LL = femminile/maschile



1/2

SP08-175-00

Dreivegehahn
3-Way Stopcock
Llave de 3 vías
Robinnet à trois voies
Rubinetto a tre vie

1 x LL = männlich, 2 x LL = weiblich
1 x LL male, 2 x LL = female
1 x LL macho, 2 x LL = hembra
1 x LL mâle, 2 x LL = femelle
1 x LL maschile, 2 x LL = femminile



1/2

SP08-176-03 SP08-176-13

Anschlußstutzen
Connector
Conector
Raccord
Tubo di connessione

für Endotrachealkatheter
for trachea tubes
para tubos endo-traqueales
pour tubes endotrachéales
per tubi endotracheali

SP08-176-03	Ø 3,0 mm
SP08-176-04	Ø 4,0 mm
SP08-176-05	Ø 5,0 mm
SP08-176-06	Ø 6,0 mm
SP08-176-07	Ø 7,0 mm
SP08-176-08	Ø 8,0 mm
SP08-176-09	Ø 9,0 mm
SP08-176-10	Ø 10 mm
SP08-176-11	Ø 11 mm
SP08-176-12	Ø 12 mm
SP08-176-13	Ø 13 mm


 $\frac{1}{2}$

SP08-177-01	1 ml
SP08-177-02	2 ml
SP08-177-05	5 ml
SP08-177-10	10 ml
SP08-177-20	20 ml
SP08-177-50	50 ml

SP08-177-01
SP08-177-50

Glaszylinder, mit Luer Ansatz
Glass barrel, with Luer-connection
Cilindro de vidrio, con conexión Luer
Cylindre en verre, avec raccord Luer
Cilindro die vetro, con raccordo Luer


 $\frac{1}{2}$

SP08-178-01	1 ml
SP08-178-02	2 ml
SP08-178-05	5 ml
SP08-178-10	10 ml
SP08-178-20	20 ml
SP08-178-50	50 ml

SP08-178-01
SP08-178-50

Ersatzzylinder, mit Luer Ansatz
Spare Barrels, with Luer-connection
Cilindros de repuesto, con conexión Luer
Cylindres de rechange, avec raccord Luer
Cilindri di ricambio, con raccordo Luer


 $\frac{1}{2}$

SP08-179-01	1 ml
SP08-179-02	2 ml
SP08-179-05	5 ml
SP08-179-10	10 ml
SP08-179-20	20 ml
SP08-179-50	50 ml

SP08-179-01
SP08-179-50

Glaszylinder, mit Luer-Lock
Glass barrel, with Luer-Lock
Cilindro de vidrio, con Luer-Lock
Cylindre en verre, avec Luer-Lock
Cilindro die vetro, con Luer-Lock


 $\frac{1}{2}$

SP08-180-01	1 ml
SP08-180-02	2 ml
SP08-180-05	5 ml
SP08-180-10	10 ml
SP08-180-20	20 ml
SP08-180-50	50 ml

SP08-180-01
SP08-180-50

Ersatzzylinder, mit Luer-Lock
Spare Barrels, with Luer-Lock
Cilindros de repuesto, con Luer-Lock
Cylindres de rechange, avec Luer-Lock
Cilindri di ricambio, con Luer-Lock

Hypodermic Syringes

Spritzen
Jeringas
Seringues
Siringhe

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



Glaszylinder, Luer-Lock Ansatz
bewegliche Ringe

Glass barrel, Luer Lock connection
moveable rings

Cilindro de vidrio, conexión Luer-Lock
anillos móviles

Cylindre en verre, avec raccord Luer-Lock
anneaux mobiles

Cilindro di vetro, con raccordo Luer-Lock
anelli mobili

SP08-181-02	2 ml
SP08-181-05	5 ml
SP08-181-10	10 ml

1/2

SP08-181-02
SP08-181-10

Dreiring-Spritze
3-Ring Syringe
Jeringa de tres anillos
Seringue à trois anneaux
Siringa da tre anelli



1/2

SP08-183-01
SP08-183-02

Insulinspritze
Insulin Syringe
Jeringa para insulina
Seringue pour insuline
Siringa per insulina

Glaszylinder, mit Luer Ansatz
Glass barrel, with Luer-connection
Cilindro de vidrio, con conexión Luer
Cylindre en verre, avec raccord Luer
Cilindro di vetro, con raccordo Luer



1/2

Luer-Lock Ansatz
Luer Lock connection
conexión Luer-Lock
avec raccord Luer-Lock
con raccordo Luer-Lock

SP08-182-02	2 ml
SP08-182-05	5 ml
SP08-182-10	10 ml

SP08-182-02
SP08-182-10

Ersatzzylinder
Spare Barrel
Cilindro de repuesto
Cylindre de rechange
Cilindro di ricambio



1/2

SP08-184-01
SP08-184-02

Ersatzzylinder, mit Luer Ansatz
Spare Barrels, with Luer-connection
Cilindros de repuesto con conexión Luer
Cylindres de rechange, avec raccord Luer
Cilindri di ricambio, con raccordo Luer


SP08-184-01	1 ml / 40 E
SP08-184-02	2 ml / 80 E



SP08-185-01

Tuberkulinspritze
Tuberculin Syringe
Jeringa para tuberculina
Seringue pour tuberculine
Siringa per tuberculina

Glaszylinder, Luer-Lock
Glass barrel, Luer-Lock
Cilindro de vidro, Luer-Lock
Cylindre en verre, Luer-Lock
Cilindro die vetro, Luer-Lock



SP08-186-01

Ersatzzylinder, Luer-Lock
Spare Barrels, Luer-Lock
Cilindros de repuesto, Luer-Lock
Cylindres de rechange, Luer-Lock
Cilindri di ricambio, Luer-Lock

Wound and Bladder Syringes

Wund- und Blasenspritzen
Jeringas para vejiga y heridas
Seringues pour plaies et vessie
Siringhe per vescica e ferite

Trocars, Suction Tubes, Cannulas

Trokare, Sauger, Kanülen
Trócares, Tubos de Aspiración, Cánulas
Trocarts, Tubes d'aspiration, Canules
Trequarti, Tubi d'aspirazione, Cannule



1/2

SP08-187-05	50 ml
SP08-187-10	100 ml
SP08-187-15	150 ml
SP08-187-20	200 ml

Janet

SP08-187-05
SP08-187-20

komplett, Glaszylinder,
mit zwei auswechselbaren Aufsätzen
complete, glass barrel,
with two exchangeable tips
completo, cilindro de vidrio,
con dos puntas intercambiables
complet, cylindre en verre,
avec deux raccords interchangeables
completa, cilindro di vetro,
con due punte intercambiabili



1/2

SP08-188-05	50 ml
SP08-188-10	100 ml
SP08-188-15	150 ml
SP08-188-20	200 ml

Janet

SP08-188-05
SP08-188-20

Ersatzzylinder
Spare Barrel
Cilindro de repuesto
Cylindre de rechange
Cilindro di ricambio



SP08-187-05
SP08-187-10
SP08-187-15
SP08-187-20